

Για την εγκατάσταση του DataStudio σε υπολογιστές με Windows 7

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να γίνει σωστή εγκατάσταση του προγράμματος DataStudio σε υπολογιστές με Windows 7 περιγράφεται στην τεχνική οδηγία **Tech Note 583** στην ιστοσελίδα της εταιρείας PASCO (www.pasco.com). Η οδηγία αυτή μπορεί να εντοπισθεί εύκολα κάνοντας αναζήτηση για τον όρο “Tech Note 583”.

Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην τεχνική οδηγία 583 θα παρατηρείται το φαινόμενο κάθε φορά που ξεκινά το πρόγραμμα DataStudio να ζητείται το Serial number και το password.

Πιο κάτω περιγράφεται σε συντομία η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για την εγκατάσταση του DataStudio.

1. Όλη η διαδικασία γίνεται στο Administrator με προσωρινή απενεργοποίηση των User Accounts (αυτό γίνεται με επιλογή του Never notify στο Control Panel → User Accounts → Change User Accounts Control settings).
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή της PASCO
3. Κατεβάστε από την ιστοσελίδα της PASCO την τελευταία έκδοση του DataStudio (στην ιστοσελίδα της PASCO : Downloads → DataStudio → Windows Download → File name DS198r10.zip).
4. Αποσυμπιέστε το αρχείο DS198r10.zip. Θα δημιουργηθεί ο φάκελος ds198r10, στον οποίο περιέχεται το εκτελέσιμο αρχείο ds198r10.exe
5. Ανοίξετε το φάκελο ds198r10 και κάντε διπλό κλικ στο αρχείο ds198r10.exe.
6. Τρέξετε όλη την διαδικασία εγκατάστασης.
7. Από το Start Menu πατήστε δεξί κλικ στο Data studio → και επίλεξε RUN as Administrator.
8. Αφού πατήσετε στο Product Data Studio εισαγάγετε το Serial number και το Password για το DataStudio που υπάρχουν στο σχολείο σας.
9. Σύνδεσε την συσκευή.

Για τη χρήση του μετατροπέα CI-6759A USB/Serial converter της εταιρείας PASCO.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί για να γίνει σωστή ενημέρωση του λογισμικού του μετατροπέα CI-6759A USB/Serial converter της εταιρείας PASCO περιγράφεται στην τεχνική οδηγία **Tech Note 1085** στην ιστοσελίδα της εταιρείας PASCO (www.pasco.com). Η οδηγία αυτή μπορεί να εντοπισθεί εύκολα κάνοντας αναζήτηση για τον όρο “Tech Note 1085”.

Αν δεν ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στην τεχνική οδηγία 1085 θα χρειάζεται να αποσυνδέουμε και να επανασυνδέουμε το μετατροπέα κάθε φορά που ξεκινούμε τον υπολογιστή.